

Kundeninformation orthopädische Einlagen für Leopard - Sicherheitsschuhe

Sehr geehrte Kunden,

die Firma Ludwig, Leopard - Schuhe, hat gemeinsam mit der Firma Schein ein orthopädisches Einlagensystem entwickelt, welches für Leopard-Sicherheitsschuhe abgestimmt ist und entsprechend den Anforderungen des Trägers angepasst werden kann.

Die orthopädischen Einlagen *NovaPED Work Active* und *NovaPED Work Soft* sind zusammen mit den Sicherheitsschuhen

				
Art.-Nr. 012461	Art.-Nr. 012464	Art.-Nr. 483	Art.-Nr. 484	Art.-Nr. 0411
				
Art.-Nr. 0447	Art.-Nr. E0433	Art.-Nr. E0435+E10435	Art.-Nr. E0437	Art.-Nr. E0652
				
Art.-Nr. E0650	Art.-Nr. E0649	Art.-Nr. E0445	Art.-Nr. 01480	Art.-Nr. 01481

Zertifiziert für orthopädische Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191 (früher BGR 191) und können in den v. g. Sicherheitsschuhen getragen werden.

Für Österreich gilt die Norm Z 1259. Diese unterscheidet sich, zur deutschen Norm DGUV Regel 112-191, nur in 2 Punkten:

1. Die Schuhe müssen nach EN ISO 20345 die Rutschhemmungskategorie SRC erfüllen.
2. Es dürfen keine $\frac{3}{4}$ Einlagen verwendet werden.

Diese Sicherheitsschuhe erfüllen die Rutschhemmungskategorie SRC.

Die Einlagen, NovaPed Work Soft und Work Active, sind ganze Einlagen. Somit entsprechen diese Schuhe auch der Ö-Norm Z 1259.

Ablauf zum Erhalt der zertifizierten orthopädischen Einlagen:

- Mit dem Rezept für Ihre orthopädischen Einlagen gehen Sie zum Orthopädienschuhmacher Ihrer Wahl.
- Sie legen dort diese Informationsschrift vor, damit der Orthopädiebetrieb die erforderlichen Einlagenrohlinge



NovaPED Work Soft
(Standard)

oder

NovaPED Work Active

bei Firma:

Schein Orthopädienservice KG
Hildegardstraße 5, 42897 Remscheid
Telefon: +49 (0) 2191910-0
Ansprechpartnerin: Frau Simone Lindner

bestellt und zu Ihrer orthopädischen Einlage verarbeitet. Die Individualisierung erfolgt durch entsprechende Anpassung und Bearbeitung des Einlagenrohlings gemäß der Fertigungsanweisung in verschiedenen Indikationen.

Die fertiggestellten orthopädischen Einlagen werden im Austausch für die Standard-Einlegesohlen in den Sicherheitsschuhen eingelegt.

Damit, Ihre Leopard - Schuhe auch nach orthopädischen Anpassungen, normgerecht sind, darf ausschließlich die Einlage NovaPED work soft und NovaPED work active verwendet werden.

Auf unserer Webseite, <https://leopard-schuhe.de/downloads>, finden Sie die entsprechende Verarbeitungsanweisung für diese orthopädischen Einlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Ludwig GmbH & Co. KG
95152 Selbitz